

ワンタッチ操作で簡単計測!毎日の健康管理に!

ArTeC®

オキシチェッカー

オキシチェッカーとは

血中の酸素飽和度SpO₂と脈拍を測定する機器です。
喘息・過呼吸・睡眠時無呼吸や高山病検知に活躍します。




グリーン

品番 051694 オキシチェッカー グリーン

品番 051711 オキシチェッカー グレー

(税込)
各¥2,900
¥2,637 (税別)



測定口を開けて指を挟むだけ

SpO₂
酸素飽和度

PI
灌流指標

PRbpm
脈拍数

日常の
体調管理に

運動前後の
確認に

在宅
看護に

高山病
予防に

オートパワーオフ

8秒後に電源が自動でオフになるので
電源の切り忘れなし

マルチアングル

画面の表示を縦・横に変更できるので
どの方向からでも測定結果が確認しやすい

暗い場所でも見やすい

有機ELディスプレイ採用で暗い場所
でも測定結果が確認しやすい

単4形アルカリ乾電池 ×2本使用(別売)

製品仕様

酸素飽和度 (SpO ₂) 測定範囲	0~100%
酸素飽和度 (SpO ₂) 測定精度	±2% (70~100%) ※69%以下:規定しない
脈拍 (PRbpm) 測定範囲	25~250bpm
脈拍 (PRbpm) 測定精度	±1%もしくは±1bpmの大きい方
発光部	波長:赤色光 660±15nm 赤外光 905/940±20nm 最大出力:4mW
使用温度範囲	15℃~36℃
使用湿度範囲	≤85%RH
保管・輸送温度範囲	0℃~55℃
保管・輸送湿度範囲	≤85%RH
保管・輸送気圧範囲	70kPa~106kPa
最大消費電流	30mA
動作電圧	DC2.3V~3.0V
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
オートパワーオフ機能	無操作状態が8秒継続すると 自動で電源が切れます

専用ストラップ付



販売店

※本製品は医療機器ではありません。運動量計測を目的としたスポーツ用品・ウェルネス機器です。

※本製品は医療目的で使用したり、健康状態を判断したりするためのものではありません。

健康上の問題がある場合は、必ず医療の専門家に相談してください。

132139 | K0221